



Votre partenaire
de proximité

Otolift Line
Pour les escaliers droits



Sommaire

Fiable et compétitif 4

Compact et sécurisant 6

Utilisation intuitive et simple 8

Une solution pour chaque situation 12



Otolift Line

Fiable et accessible

Vous avez un escalier droit ? Alors l'Otolift Line est la solution parfaite pour vous. Ce monte-escaliers est fiable, solide et à prix très abordable. Tous les monte-escaliers sont personnalisés, c'est pourquoi nous avons dans la majorité des cas, une solution adaptée à votre besoin spécifique tout en vous offrant une sécurité maximale.

La facilité d'utilisation a été un point essentiel ainsi que les différentes options de l'Otolift Line. C'est pourquoi l'Otolift Line convient parfaitement à une grande majorité de personnes. Grâce à son design fin, son rail en aluminium élégant et à son siège compact, il s'intègre aussi bien dans les intérieurs contemporains que classiques. Il est composé d'éléments de très haute qualité, vous pourrez donc l'utiliser longtemps et bénéficier de son confort.

Points fort de l'Otolift Line

- Solide et fiable
- Prix très compétitif
- Facile à utiliser
- Discret



Compact et entièrement repliable



Revêtement de haute qualité pour une assise confortable



Otolift Line

Compact et solide

L'Otolift Line est très compact permettant ainsi de prendre très peu de place dans l'escalier. Les personnes qui ne l'utilise pas ont ainsi suffisamment de place pour marcher en toute sécurité... Et la sécurité est un point majeur pour Otolift !



Otolift Line

Simple et intuitif à utiliser

Votre Otolift a été conçu pour une simplicité d'utilisation et vous faciliter votre quotidien.



Etape 1

Appeler le siège avec la télécommande



Etape 2

Déplier le siège avec facilité



Etape 3

Asseyez-vous confortablement



Etape 4

Le siège démarre doucement par une simple pression sur le bouton



Etape 5

Le siège s'arrête en haut automatiquement



Etape 6

L'assise pivote facilement et vous sortez en toute sécurité

Otolift Line

Simple et intuitif à utiliser



Fiable

Il continue de fonctionner quand le courant est coupé



Pratique

Le siège est totalement repliable. Quand vous repliez l'assise, le repose-pieds se replie automatiquement.



Sécurisant

La ceinture de sécurité avec enrouleur est facile à utiliser.



Simple

Pivotement manuel de l'assise très facile grâce aux manettes (pivotement électrique en option)



Sécurisant

L'Otolift s'arrête automatiquement s'il rencontre un obstacle grâce aux bords sensibles.



Astucieux

Vous pouvez garer le siège n'importe où sur le rail grâce à la bande de charge.

Otolift Line

Une solution pour chaque situation

Vous avez une porte en bas proche de votre escalier ?
Le rail relevable électrique est la solution !

Le rail relevable est entièrement automatique. Quand vous n'utilisez pas votre Otolift Line, le rail relevable se replie de lui-même au bout d'un certain temps pour vous faciliter la vie. L'espace en bas de votre escalier est totalement dégagé ainsi que votre porte.



Vous souhaitez libérer le passage dans un couloir ou devant une porte ? Le rail relevable électrique est la solution parfaite !



Expert de votre confort depuis 1891

